



FUNDACJA MEDICULUS

Aplikacja mobilna — moduł dietetyczny i psychodietetyczny

Makiety UX/UI widoku pacjenta. Dzienniczek żywieniowy, który nie liczy jedzenia — opisuje je i to, co dzieje się wokół niego. Prototyp jest klikalny: ekrany na kolejnych stronach są żywymi komponentami.

Widok pacjenta

15 stron · 18 ekranów

wrzesień 2026

SPIS TREŚCI

01 Strona tytułowa i spis treści

02 Strona główna modułu

03 Menu i przełączanie modułów

04 Dodawanie posiłku

05 Kontekst psychodietetyczny posiłku

06 Podsumowanie dnia

07 Historia dzienniczków żywieniowych

08 Nawodnienie i suplementy

09 Aktywność fizyczna i sen

10 Raporty — historia i szczegóły

11 Analiza

12 Techniki psychodietetyczne


13 Profil zdrowotny

14 Materiały edukacyjne

15 System wizualny



Dzień bez wpisów. Jedno wejście: „Dodaj posiłek”.



Ten sam dzień po pięciu wpisach — godziny, opisy, znaczniki emocji.

EKRAN STARTOWY

Jeden ekran, jedno zadanie

Strona główna pokazuje tylko dzisiejszy dzień. Nie ma na niej bilansu, celu ani liczb do porównania — jest godzina, opis i to, jak się jadło. Pusty dzień nie jest brakiem: jest zaproszeniem bez presji.


Licznik dni z rzędu
Przeniesiony z modułu psychoterapeutycznego. Liczy dni z wpisem, nie „sukcesy”. Zerowanie nie jest komunikowane.

Oś posiłków zamiast tabeli
Godzina, nazwa własna pacjentki, sposób zapisu i kolorowa kropka emocji. Nigdzie nie pojawia się kaloria ani gram.

„Jak się dziś jadło?”
Nastrój przy jedzeniu i głód emocjonalny z ostatnich posiłków — bez oceny, w jednym zdaniu podsumowania.

Informacja o granicach aplikacji
Widoczna na ekranie głównym, nie w stopce: aplikacja nie diagnozuje, nie zastępuje specjalisty, nie jest narzędziem kryzysowym.

● **Uwaga projektowa.** Oba stany są tym samym komponentem. W podglądzie kliknięcie „Dodaj posiłek” na lewym ekranie przeprowadza przez pełny przepływ dodawania i wraca na stronę główną w stanie wypełnionym — dokumentacja i prototyp to jeden plik.



Menu otwarte nad przyciemnionym ekranem. Kliknij hamburger, żeby je zamknąć.

NAWIGACJA

Bez dolnego paska — wszystko w jednym menu

W tym module nie ma dolnej nawigacji. Ekran kończy się treścią, a całe przejście między funkcjami idzie przez okrągły przycisk w prawym górnym rogu. Dzięki temu każdy ekran zostaje przy jednym zadaniu.

Jedenaście pozycji, kolorowe kropki

Dzienniczki żywieniowe, Nawodnienie, Aktywność i sen, Suplementy i leki, Raporty, Analiza, Techniki psychodietetyczne, Materiały edukacyjne, Profil. Poniżej cienkiej linii: przejście do części psychoterapeutycznej i wylogowanie.

Powrót zawsze strzałką

Strzałka w lewym górnym rogu wraca do poprzedniego ekranu. Na stronie głównej i w wyborze modułu jej nie ma.

Dwa moduły, jedna aplikacja

Dominanta szatwiowa jest wspólna. Ochra oznacza część dietetyczną i psychodietetyczną — pojawia się w nadtytułach, stanach aktywnych i godzinach posiłków.



Wybór modułu — część dietetyczna zaznaczona ochrą.

- **Uwaga projektowa.** Menu działa na każdym ekranie w tym dokumencie — pozycje przenoszą telefon, w którym są klikane, na wybrany ekran. „Wyloguj” w prototypie tylko zamyka menu.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

←

Nowy posiłek

≡

piątek, 14 sierpnia · zapisujesz tyle, ile chcesz

Co to za posiłek?

Śniadanie

Drugie śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Kolacja

Przekąska

Godzina posiłku

Możesz ją zmienić

-

16:20

+

Jak chcesz to zapisać?

Zdjęcie talerza

Aparat lub galeria

Własny opis

Kilka słów wystarczy

zdjęcie talerza

Zrób zdjęcie

Wybierz z galerii

Ilość / porcja — opcjonalnie

mała miseczka

KROK 1 Z 2

Zdjęcie talerza jest ścieżką pierwszą

Klientka pracuje ze zdjęciami talerzy na co dzień, więc aparat i galeria stoją przed opisem słownym, a nie obok niego. Obie ścieżki są równorzędne w zapisie — różnią się tylko kolejnością na ekranie.

Kategoria i godzina

Sześć kategorii: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, przekąska. Godzina podpowiada się z zegara i można ją przesunąć co pięć minut.

Ilość / porcja jako zwykły tekst

Jedna linijka, bez jednostek do wyboru i bez żadnych przeliczeń. „Mała miseczka” jest tu poprawną odpowiedzią.

Miejsce i okoliczności — zwinięte

Sekcja opcjonalna otwiera się dopiero po kliknięciu, żeby ekran wejściowy pozostał krótki. Nic tutaj nie jest wymagane do zapisu.

Krok 1 z 2. Przetącz sposób zapisu, zmień godzinę, rozwiń pola opcjonalne.

- **Uwaga projektowa.** Ekran świadomie nie zawiera wyszukiwarki produktów ani żadnego pola liczbowego. Zdjęcie i opis własny to jedyne dwa źródła treści posiłku — decyzja zakresowa do potwierdzenia przy wdrożeniu.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

← Jak się wtedy jadło

Przekąska · 16:20 · krok 2 z 2

Chcesz dopisać, jak się wtedy czułaś?

To część, która najbardziej pomaga w pracy ze specjalistą. Możesz wypełnić jedno pole albo wszystkie – albo żadnego.

Rozwiń pytania

Zapisz posiłek

Niepełny wpis też jest wpisem.

Stan zwinięty. Zapis jest możliwy od razu – pytania są zaproszeniem, nie warunkiem.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

← Jak się wtedy jadło

Przekąska · 16:20 · krok 2 z 2

Jak się wtedy czułaś?

Aktualny nastrój

Bardzo źle

Źle

Neutralnie

Dobrze

Bardzo dobrze

Głód i napięcie

Przesuń tam, gdzie było ci blisko

Poziom stresu 6/10

Głód fizyczny 3/10

Głód emocjonalny 6/10

Emocje przy jedzeniu

Wybierz te, które rozpoznajesz

Radość

Smutek

Lęk

Złość

Stres

Poczucie winy

Frustracja

Wstyd

Bezradność

Spokój

Stan rozwinięty – przewiń ekran, klikaj emocje, przesuwaj suwaki.

KROK 2 Z 2 · RDZEŃ MODUŁU

Żadne pole nie blokuje zapisu

Niepełny wpis jest lepszy niż brak wpisu. Zapis działa z jednym zaznaczonym kafelkiem i działa z pustym formularzem – nigdzie nie pojawia się gwiazdka pola wymaganego ani komunikat o błędzie.

Pola w kolejności ekranu

Nastrój na skali 5-stopniowej · stres 0–10 · głód fizyczny 0–10 · głód emocjonalny 0–10 · emocje towarzyszące · sytuacja wywołująca · sytość po posiłku · satysfakcja · reakcja organizmu · własne obserwacje.

Skala nastroju wspólna dla modułów

Ta sama pięciostopniowa skala i te same kolory emocji co w module psychoterapeutycznym – dane z obu dzienniczków dają się zestawiać w rozmowie ze specjalistą.

Rozdzielenie dwóch głodów

Głód fizyczny i emocjonalny mają osobne suwaki i osobne kolory. To jedyna para wartości, którą raport zestawia ze sobą.

Język bez oceny

„Co poprzedziło ten posiłek?” zamiast „dlaczego podjadałaś”. Żaden kafelek nie sugeruje, że któraś odpowiedź jest gorsza.

- Uwaga projektowa.** Wśród pacjentek są osoby z zaburzeniami odżywiania. Ekran nie podsumowuje odpowiedzi, nie wystawia „wyniku dnia” i nie wraca do nich powiadomieniem. Zapis kończy przepływ i odsyła na stronę główną.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

←

Podsumowanie dnia

☰

piątek, 14 sierpnia

● Ten dzień jest otwarty do 23:59. O północy zostanie zamknięty i zapisany tylko do odczytu.

Posiłki dnia

07:40		Owsianka na mleku z bananem Śniadanie · w domu · spokojnie	●
10:15		Jogurt naturalny z borówkami Drugie śniadanie · w pracy	●
13:30		Dorsz z ziemniakami i surówką Obiad · w pracy · w pośpiechu	●
16:20		Dwie garście orzechów przy biurku Przekąska · stres 6/10 · głód emocjonalny 6/10	●
19:10		Kanapki z serem i pomidorem Kolacja · w domu · z rodziną	●

Nawodnienie
4 szklanki

Sen
7 h 10 min

Aktywność
spacer 35 min

✓

Zachowanie, o którym chcesz powiedzieć specjaliście
Znacznik przeniesiony z modułu psychoterapeutycznego. Widzi go tylko twój specjalista.

Wieczorem zjadłam więcej niż zwykle i nie umiałam przestać

WIDOK DNIA

Cały dzień na jednej osi

Godzina, opis lub miniatura zdjęcia i kolorowy znacznik emocji. Pod osią to, co pacjentka uzupełniła sama: nawodnienie, sen, aktywność i notatka dnia. Nic nie jest sumowane.

Ostrzeżenie o zamknięciu doby

Pasek w kolorze ochry, u góry ekranu, nie w stopce. Po północy dzień staje się wpisem tylko do odczytu – informacja pojawia się wcześniej, żeby nie była zaskoczeniem.

Znacznik zachowania ryzykownego


Mechanizm przeniesiony z modułu psychoterapeutycznego: stonowany szary znacznik z opcjonalnym opisem własnym, bez alarmu i bez czerwieni. **Zakres dla części dietetycznej wymaga potwierdzenia z klientką** – czy dotyczy wyłącznie zachowań okołojedzeniowych, czy tego samego katalogu co w pierwszym module.

Trzy kafle uzupełnień


Nawodnienie, sen i aktywność pokazują się tylko wtedy, gdy pacjentka je zapisała. Puste pole nie jest tu brakiem do nadrobienia.

Dzień otwarty do północy. Znacznik zachowania można włączyć i wyłączyć; notatka dnia jest niżej, po przewinięciu.

- **Uwaga projektowa.** Miniatury zdjęć są tu placeholderami. Docelowo pokazujemy kadr kwadratowy 1:1 z bezpiecznym przycięciem – zdjęcie nigdy nie otwiera się samo na pełny ekran.



Dziś na górze, z przyciskiem „Edytuj”. Niżej archiwum z kropką dominującej emocji.



Wejście w dzień z listy. Kliknij pozycję archiwum po lewej, żeby tu trafić.

ARCHIWUM

Jeden dzień otwarty, reszta zamknięta


Dzienniczek bieżącego dnia jest edytowalny do 23:59. O północy doba zostaje zamknięta, a wpis trafia do archiwum tylko do odczytu. Ta zasada jest wypisana wprost na obu ekranach, a nie schowana w pomocy.

Rozróżnienie wizualne, nie tekstowe
Dzisiejszy wpis ma zieloną obwódkę i pełny przycisk. Archiwalne dni są płaskie, z etykietą „podgląd” — różnicę widać, zanim się cokolwiek przeczyta.


Kropka dominującej emocji
Kolor pochodzi z emocji najczęściej zaznaczonej danego dnia. Lista pozostaje czytelna bez wchodzenia w szczegóły.

Bez kopiowania dni
Z archiwum nie da się przenieść jadłospisu do dziś — świadoma decyzja zakresowa, dzienniczek opisuje przeszłość, nie planuje przyszłości.

● **Uwaga projektowa.** Do ustalenia z klientką: czy pacjentka może poprosić specjalistę o odblokowanie zamkniętego dnia, czy zamknięcie jest ostateczne. Prototyp zakłada wariant ostateczny.



Szybkie dodawanie działu — licznik, pasek i słupki piątku aktualizują się razem.



Odznaczanie przyjęcia i przetańcznik cichych przypomnień.

FUNKCJE UZUPEŁNIAJĄCE

Dwa liczniki, żadnych bilansów

Nawodnienie ma jeden cel dzienny wyrażony w szklankach i trzy sposoby dopisania. Suplementy i leki to lista z dawką, częstotliwością, godziną oraz datami rozpoczęcia i zakończenia.

Cel jako punkt odniesienia, nie ocena

Po przekroczeniu celu pasek po prostu jest pełny. Nie ma gratulacji, serii ani komunikatu o niedoborze.

Inne napoje osobno

Herbata, kawa i napary są zapisywane, ale nie przeliczane na wodę — decyzja merytoryczna zostaje po stronie specjalisty.

Przypomnienia ciche

Jedno powiadomienie o wyznaczonej godzinie, bez ponawiania i bez okien nakładkowych w aplikacji.

- **Uwaga projektowa.** Etap 2. Lista leków pokrywa się z polem „przyjmowane leki” w profilu zdrowotnym — do ustalenia, czy to jedno źródło danych, czy dwa osobne wpisy.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

Aktywność fizyczna

piątek, 14 sierpnia

Co dzisiaj robiłaś?

Spacer

Rower

Joga

Basen

Siłownia

Taniec

Czas trwania

-

35 min

+

Samopoczucie po

Gorsze

Neutralne

Dobre

Zapisz aktywność

Kroki

Wpisujesz ręcznie, kiedy chcesz

6 400

Zapisałeś dzisiaj

18:00 Spacer - 35 min

Samopoczucie po: dobre

Rodzaj, czas trwania i samopoczucie po.
Kroki wpisywane ręcznie.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

Sen

noc z czwartku na piątek

Zaśnięcie

23:40

Przebudzenie

06:50

Długość snu 7 h 10 min

Jakość snu

1

2

3

4

5

Przebudzenia w nocy

-

1

+

Po przebudzeniu czułaś się

Wyspana

Ociężała

Spokojnie

Z napięciem

Dziennik snu: godziny, długość, jakość,
przebudzenia, odczucia po.

WPIS RĘCZNY

Wszystko wpisuje pacjentka

Oba ekrany opierają się wyłącznie na tym, co pacjentka sama zanotuje. Długość snu wylicza się z dwóch godzin i jest jedyną wartością liczoną w całym module.

Aktywność opisana samopoczuciem

Zamiast intensywności i wysiłku — trzy odpowiedzi na pytanie, jak się po niej czułaś. To ta sama logika co przy posiłkach.


Sen w pięciu polach

Godzina zaśnięcia i przebudzenia, jakość w skali 1–5, liczba przebudzeń i odczucia po wstaniu. Nic więcej nie jest potrzebne do raportu.


Kroki bez presji

Jedno pole liczbowe, bez celu dziennego i bez porównania z wczoraj.

- **Uwaga projektowa.** Etap 2. Oba ekrany są dostępne z jednej pozycji menu „Aktywność i sen” — w prototypie przetącasz się między nimi przez menu.



Lista raportów w układzie historii dzienniczków. Kliknij pozycję, żeby wejść w szczegóły.



Szczegóły raportu — zestawienie, nie interpretacja. Na końcu pobranie PDF.

RAPORT TYGODNIOWY

Tydzień liczony od pierwszego wpisu

Raport generuje się automatycznie co siedem dni, licząc od dnia pierwszego wpisu pacjentki, a nie od poniedziałku. Bieżący tydzień jest widoczny jako „w toku” i domyka się o północy ostatniego dnia.

Zawartość: tylko dane z dzienniczków

Regularność wpisów, rozkład posiłków w ciągu dnia, najczęstsze emocje, relacja głodu fizycznego do emocjonalnego, sytuacje jedzenia emocjonalnego, nawodnienie, sen i aktywność jeśli uzupełniane, podsumowanie zmian od ostatniej wizyty.

Forma zestawienia

Etykieta i wartość, wiersz po wierszu: data, co się działo, co zostało zastosowane. Bez ocen, bez wniosków, bez kalorii.

Kwestia otwarta

Czy raport trafia do specjalisty automatycznie po domknięciu tygodnia, czy dopiero po potwierdzeniu przez pacjentkę? Ekran celowo tego nie przesądza — nie ma na nim ani przycisku „wyślij”, ani informacji o wysyłce.

● **Uwaga projektowa.** Rozstrzygnięcie kwestii otwartej zmienia jeden element ekranu szczegółu i jedną informację na liście. Reszta układu pozostaje bez zmian w obu wariantach.



Cztery widoki na jednym ekranie: linia, słupki, ranking emocji i mapa ciepła.

WYKRESY

Ta sama konwencja co w module psychoterapeutycznym

Wykres liniowy, słupkowy i mapa ciepła — te same typy, te same kolory i ta sama zasada: wykres pokazuje, kiedy coś się działo, i nie dopisuje, co to znaczy.

Zakres analiz


Pory dnia sprzyjające podjadaniu, emocje najczęściej poprzedzające jedzenie emocjonalne, relacja stresu i apetytu, głód fizyczny wobec emocjonalnego w czasie, regularność posiłków.

Do potwierdzenia z klientką

Zakres analiz dla tego modułu nie jest jeszcze zamknięty. Powyższa lista to propozycja zespołu — liczba i rodzaj wykresów mogą się zmienić po rozmowie merytorycznej.

Minimalny próg danych

Wykresy pokazują się dopiero, gdy jest z czego je zbudować. Do tego czasu ekran mówi jednym zdaniem, czego brakuje — bez paska postępu.



Dziewięć technik z czasem trwania i momentem zastosowania.



Szczegóły: opis, kroki, czas, pytanie o skuteczność — odpowiedź jest klikalna.

TECHNIKI

Tekst i ewentualnie prosta grafika

Bez filmów i bez lektora. Każda technika to krótki opis, ponumerowane kroki, szacowany czas i jedno pytanie po zastosowaniu: pomogło, trochę, nie tym razem.

Lista technik

Skala głodu i sytości, technika HALT, świadome jedzenie, technika odroczenia impulsu, analiza wyzwalaczy, planowanie alternatywnych zachowań, ćwiczenia samowspółczucia, trening akceptacji emocji, dziennik napadów objadania.

Wybór należy do pacjentki

Techniki nie są dobierane automatycznie i nie pojawiają się jako podpowiedź po trudnym wpisie. Lista jest zawsze w tym samym miejscu w menu.

Odpowiedź o skuteczności

Trafia do raportu jako informacja „co zostało zastosowane”, bez oceny i bez statystyki skuteczności pokazywanej pacjentce.

- **Uwaga projektowa.** Etap 2. Treść merytoryczną technik przygotowuje fundacja — zespół dostarcza strukturę ekranu i sposób prezentacji kroków.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

Profil zdrowotny

Anna Kowalska - konto od 3 marca

Podstawowe dane

Wiek

34 lata

Wzrost

168 cm

Masa ciała

71 kg

Masa docelowa

66 kg

Poziom aktywności fizycznej

umiarkowany

Żywnienie

Alergie pokarmowe

orzechy laskowe

Nietolerancje

laktoza

Preferencje żywieniowe

Wegetariańska

Wegańska

Ketogeniczna

Bez laktozy

Bez glutenu

Jednostki chorobowe

Zaznacz to, co ciebie dotyczy

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 2

Insulinooporność

PCOS

Hashimoto

Dane podstawowe i żywienie. Masa ciała i cel wagowy jako zwykłe pola.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

Profil zdrowotny

Choroby

Recepty

Recepty

Hipercholesterolemia

Zaburzenia odżywiania

Depresja

Zaburzenia lękowe

ADHD

Spektrum autyzmu

+ Dodaj własną

Leki i suplementy

Sertralina 50 mg - rano

Witamina D3 2000 IU - rano

Magnez - wieczorem

Powiązani specjaliści

mgr Katarzyna Nowak

psychodietetyczka - Fundacja Medulus

mgr Paweł Lis

psychoterapeuta - Fundacja Medulus

Zgody i konto

Udostępnianie danych specjalistom

aktywna

Wycofaj zgodę

wycofaj

Jednostki chorobowe z możliwością dodania własnej, leki, specjaliści, zgody i konto.

PROFIL

Masa ciała jako zwykłe pole formularza

Bez paska postępu do wagi docelowej, bez licznika „zostało X kg”, bez wykresu zmiany masy ciała. Wśród pacjentek są osoby z zaburzeniami odżywiania – te dwie liczby są danymi dla specjalisty, nie celem pokazywanym codziennie.

Jednostki chorobowe z listy

Cukrzyca typu 1 i 2, insulinooporność, PCOS, Hashimoto, niedoczynność i nadczynność tarczycy, celiakia, choroby jelit, refluks, nadciśnienie, hipercholesterolemia, zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia lękowe, ADHD, spektrum autyzmu – z możliwością dodania własnej.

Żywnienie

Alergie pokarmowe, nietolerancje i preferencje żywieniowe (wegetariańska, wegańska, ketogeniczna). Pola opisowe, nie słownikowe – pacjentka wpisuje własnymi słowami.


Zgody i konto

Powiązani specjaliści z obu modułów, udzielone zgody wraz z możliwością ich wycofania w jednym kroku, zmiana adresu e-mail i hasła.

● **Uwaga projektowa.** Profil jest wspólny dla obu modułów. Wycofanie zgody musi być tak samo łatwe jak jej udzielenie – jeden krok, bez pytania o powód.



Dwie sekcje: tematy dietetyczne i psychodietetyczne. Karta z tytułem i czasem czytania.



Materiał: tytuł, lead, podpis autorstwa pod nagłówkiem, tekst i stopka informacyjna.

BIBLIOTEKA

Wspólna dla obu modułów

Z tego modułu widoczne są tematy dietetyczne i psychodietetyczne. Tematy psychologiczne – regulacja emocji, radzenie sobie ze stresem, techniki DBT i CBT, mindfulness, motywacja, samoakceptacja, profilaktyka wypalenia – będą dostępne z poziomu modułu psychoterapeutycznego.

Podpis autorstwa pod nagłówkiem

„Materiał przygotowany przez specjalistę Fundacji Mediculus” – w stałym miejscu, wyróżniony ochrą, przed treścią artykułu.

Podział pracy


Treść merytoryczną artykułów przygotowuje fundacja. Zespół projektowy dostarcza strukturę materiału i widok – układ tytułu, leadu, śródtytułów i stopki.

Tylko tekst

Bez filmów. Ewentualna prosta grafika ilustracyjna, jeśli materiał tego wymaga.


- **Uwaga projektowa.** Etap 2. Stopka artykułu powtarza informację, że treść ma charakter edukacyjny i nie zastępuje konsultacji ze specjalistą – ta sama zasada co na ekranie głównym.

PALETA



Ochra oznacza część dietetyczną i psychodietetyczną: nadtytuły, godziny posiłków, stany aktywne. Dominanta pozostaje szatwiowo-zielona, żeby oba moduły czytały się jako jedna aplikacja.

KOLORY EMOCJI



TYPOGRAFIA

Lora Semibold

Nagłówki ekranów i tytuły sekcji · 17-27 px

Karla Semibold — etykiety, przyciski, wartości

12-16 px · wielkie litery z rozstrzeleniem w nadtytułach

Karla Regular — tekst pomocniczy i opisy

Minimum 10,5 px · pola dotykowe minimum 44 px

PRZEPŁYW NAWIGACJI



KOMPONENTY I STANY



ZASADY UKŁADU

Ekran 390 × 844 px · marginesy boczne 18 px · odstęp między kartami 14 px.

Promienie: 14 px pola i przyciski, 18 px paski informacyjne, 22 px karty, 38 px ramka telefonu.

Karta: białe tło, cień 0 2 12 rgba(44,56,51,.06). Tło ekranu #F4F3F8.

Ostrzeżenia w ochrze, informacje o granicach aplikacji w lawendzie. Czerwień wyłącznie przy wylogowaniu i wycofaniu zgody.

TON KOMUNIKACJI

Ciepło, na „Ty”, bez oceniania jedzenia

Nie używamy sformułowań „przekroczyłeś limit”, „za dużo”, „niezdrowe”, „zdrowy wybór”, „schudnij”. Nie ma wyskakujących komunikatów ani zasypywania informacjami: jeden ekran to jedno zadanie.

Aplikacja nie diagnozuje, nie zastępuje kontaktu ze specjalistą i nie jest narzędziem pomocy w kryzysie. Ta informacja jest widoczna na ekranie głównym, a nie schowana w stopce.