



FUNDACJA MEDICULUS

Aplikacja mobilna – moduł psychoterapeutyczny

Makiety UI/UX: dzienniczek emocji, raporty, analiza
danych, techniki terapeutyczne oraz profil użytkownika.

Prototyp klikalny, wersja 1.0.

14 stron

18 technik DBT / CBT / relaksacyjnych

Ekrany 390 × 844 px

02 · Logowanie i rejestracja

03 · Wybór modułu i menu

04 · Strona główna

05–06 · Wpis do dzienniczka

07–08 · Techniki i archiwum

09 · Raporty – przegląd

10 · Raporty – wskaźniki

11 · Eksport PDF i profil

12–13 · Analiza i technika

14 · System wizualny



Opieka i wiele więcej.

Witaj ponownie

Zaloguj się, aby wrócić do swojego dzienniczka.

ADRES E-MAIL

anna.kowalska@example.com

HASŁO

.....

Nie pamiętam hasła

Zaloguj się

lub

Utwórz nowe konto



Opieka i wiele więcej.

Utwórz konto

Kilka danych i możemy zaczynać.

IMIĘ

Anna

ADRES E-MAIL

anna.kowalska@example.com

HASŁO

min. 8 znaków

POWTÓRZ HASŁO

.....

☒ Akceptuję regulamin oraz zasady przetwarzania danych o zdrowiu (RODO, art. 9).

Założ konto

Mam już konto – zaloguj się

Logowanie

E-mail i hasło, odzyskiwanie hasła, przejście do rejestracji.

Rejestracja

Zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu wymagana przed utworzeniem konta.

Po poprawnym logowaniu użytkownik zawsze trafia na ekran wyboru modułu – nigdy bezpośrednio do treści terapeutycznych. Hasło minimum 8 znaków, walidacja w polu powtórzenia.



Podział na dwie części

Kafel psychoterapeutyczny prowadzi na stronę główną modułu, drugi do części dietetyczno-psychodietetycznej.



Menu w prawym górnym rogu

Dzienniczki, raporty, analiza, techniki terapeutyczne, profil, przejście do modułu dietetycznego, wylogowanie.

Przełączanie modułów jest dostępne w każdym momencie z menu — użytkownik nie musi się wylogowywać. Dolny pasek nawigacji dubluje cztery najczęściej używane sekcje.



Dzienniczek pusty (po północy)

Aplikacja czyta kalendarz: o północy wpis się zeruje, a poprzedni dzień trafia do archiwum w profilu.



Podsumowanie tygodnia

Wykres nastroju z 7 dni, średni stres i energia, propozycja techniki dopasowana do ostatnich wpisów.

Kolor słupka odpowiada nastrojowi (5-stopniowa skala od terakoty do zieleni). Dzień bez wpisu pozostaje szarym śladem — brak wpisu jest informacją, nie luką.

←

PSYCHOTERAPIA

Nowy wpis

≡

piątek, 14 sierpnia · zapisujemy tylko to, co chcesz. Pola opcjonalne możesz rozwinąć niżej.

Jak się teraz czujesz?

Aktualny nastrój

Bardzo źle

Źle

Neutralnie

Dobrze

Bardzo dobrze

Dominujące emocje

Wybierz te, które rozpoznajesz — potem ustaw ich siłę

Radość

Smutek

Lęk

Złość

Stres

Poczucie winy

Frustracja

Wstyd

Bezradność

Spokój

Lęk

7/10

Stres

6/10

Dziś

Dzienniczki

Analiza

Techniki

KROK 1 Z 2

Szybki wpis w kilka sekund

Widoczne od razu są tylko dwa pola obowiązkowe: aktualny nastrój i dominujące emocje. Reszta danych jest opcjonalna i zwinięta — dzięki temu wpis da się zrobić w gorszym dniu.

Nastrój

Pięciostopniowa skala z kolorem — od „bardzo źle” do „bardzo dobrze”.

Emocje i ich siła

Radość, smutek, lęk, złość, stres, poczucie winy, frustracja, wstyd, bezradność, spokój. Po zaznaczeniu kafla pojawia się suwak 0-10 z kolorem tej emocji.

Zasada projektowa

Żadne pole nie blokuje zapisu. Wpis niepełny jest lepszy niż brak wpisu.

KROK 2 Z 2 · SEKCJE ROZWINIĘTE

Pełny obraz sytuacji

Poziomy 0–10

Stres, energia, napięcie, jakość samopoczucia. Każdy suwak ma opis krańców, żeby ocena była powtarzalna między dniami.

Miejsce

Dom, praca, uczelnia, transport, wśród ludzi, inne — gotowe kafle zasilają analizę wyzwalaczy.

Sytuacja, reakcja, sposób poradzenia sobie

Trzy osobne pola tekstowe w kolejności zgodnej z zapisem CBT: zdarzenie → reakcja → strategia.

Własne notatki

Miejsce na wszystko, co użytkownik chce zabrać na sesję.

←

PSYCHOTERAPIA

Nowy wpis

≡

Poziomy i samopoczucie

^

Stres, energia, napięcie, jakość samopoczucia

Poziom stresu

7/10

spokój

skrajny stres

Poziom energii

4/10

wyczerpanie

pełna energia

Poziom napięcia

7/10

rozluźnienie

silne napięcie

Jakość samopoczucia

4/10

bardzo słabe

bardzo dobre

Sytuacja i reakcja

^

Miejsce, wydarzenie, Twoja reakcja, sposób poradzenia sobie

MIEJSCE

Dom

Praca

Uczelnia

Transport

Wśród ludzi

Inne

SYTUACJA LUB WYDARZENIE

Rozmowa z przełożonym o przesuniętych

Dziś

Dzienniczki


Analiza

Techniki



Trzy dopasowane techniki


Dobór na podstawie dominującej emocji i jej siły – przy lęku oddech 4-7-8, STOP i praca z myślami automatycznymi.



Techniki terapeutyczne

Trzy zakładki: DBT (6 technik), CBT (6), relaksacyjne (5). Każda pozycja ma czas trwania.

DBT: STOP, TIPP, regulacja emocji, tolerancja dyskomfortu, mindfulness, powrót do równowagi. CBT: myśli automatyczne, zniekształcenia poznawcze, identyfikacja przekonań, restrukturyzacja poznawcza, analiza zachowań, zmiana sposobu myślenia. Relaksacyjne: oddech, medytacja, trening uważności, relaksacja mięśni, wizualizacja.



Lista wszystkich dzienniczków

Filtry: wszystkie, trudniejsze dni, dobre dni. Znacznik przy każdej pozycji mówi, czy wpis jest edytowalny.



Wpis z przeszłości – tylko odczyt

Komunikat wyjaśnia zasadę: edytować można wyłącznie dzienniczek z dzisiejszą datą.

Widok szczegółu pokazuje wszystkie zapisane pola: nastrój, emocje z siłą, cztery poziomy, miejsce, sytuację, reakcję, sposób poradzenia sobie i notatki. Historia jest niezmienna – to warunek wiarygodności danych w raporcie dla terapeuty.



Raport w aplikacji albo w PDF

Zakres: tydzień, miesiąc, kwartał. Nagłówek raportu zawiera dwa działania – eksport do pliku PDF i przejście do pełnej analizy.

Cztery wskaźniki podstawowe

Średni nastrój, średni poziom stresu, średni poziom energii, liczba trudniejszych dni – każdy ze zmianą od ostatniej wizyty.

Najczęściej odczuwane emocje

Ranking z liczbą dni, w których emocja wystąpiła; kolor spójny z paletą emocji z dzienniczka.


Dla terapeuty

PDF ma sześć stron i kończy się sekcją „od ostatniej wizyty”, gotową do omówienia na sesji.



Wyzwalacze i skuteczność technik

Skuteczność liczona z ocen wystawianych po zastosowaniu techniki.



Cele i podsumowanie zmian


Realizacja celów ustalonych z terapeutą oraz narracyjne podsumowanie od ostatniej wizyty.

Zmiany opisane są zawsze z kierunkiem i wartością (np. „lęk -4 dni”), nigdy jako ocena użytkownika. Wzrost napięcia pokazujemy w kolorze ostrzegawczym, ale bez języka porażki.



Raport wyeksportowany

Dwa wyjścia: wystanie terapeutce prowadzącemu lub zapis pliku na urządzeniu.



Profil ze zmianą e-maila i hasła

Dane opieki, liczniki aktywności, przypomnienie o wpisie, wylogowanie.

Zmiana hasła wymaga podania obecnego hasła i dwukrotnego wpisania nowego. Zmiana adresu e-mail w wersji produkcyjnej wymaga potwierdzenia linkiem – makieta pokazuje stan po zapisaniu.



Automatyczna analiza wpisów

Wykres liniowy pokazuje nastrój i stres w czasie na jednej skali, dzięki czemu zależność między nimi jest widoczna od razu.

Mapa ciepła

Dzień tygodnia × pora dnia. Pokazuje, kiedy trudniejsze emocje pojawiają się najczęściej — u przykładowej użytkownicy są to poniedziałkowe wieczory.

Cztery syntezy

Najczęstsza emocja, średni nastrój, najtrudniejszy dzień tygodnia, trudna pora dnia.


Wniosek zamiast liczby

Każdy ekran analizy kończy się jednym zdaniem interpretacji, żeby dane nie zostały bez znaczenia.



Wykresy słupkowe

Udział emocji i częstotliwość wpisów w kolejnych tygodniach.



Technika krok po kroku

Opis, ponumerowane kroki i ocena skuteczności, która wraca do raportu. Techniki oddechowe mają animowany rytm oddechu.

Ocena „pomogło / trochę / nie tym razem” jest jedynym miejscem, w którym aplikacja pyta o skuteczność — trzy odpowiedzi wystarczają do wyliczenia rankingu technik w raporcie.


KOLORY PODSTAWOWE — Z LOGO FUNDACJI



Szałwia
#4F7A64



Zieleń jasna
#7FA98F



Lawenda
#F0EDF6



Ochra
#E0B45C



Grafit
#2C3833

KOLORY EMOCJI




Radość



Smutek



Lęk



Złość



Stres



Poczucie winy



Frustracja



Wstyd



Bezradność



Spokój

TYPOGRAFIA

Lora Semibold

Nagłówki ekranów i tytuły sekcji · 17–27 px

Karla Semibold

Etykiety, przyciski, wartości liczbowe · 12–16 px

Karla Regular — tekst pomocniczy i opisy pól

Minimalny rozmiar w interfejsie: 10,5 px · pola dotykowe min. 44 px

PRZEPIŹYW NAWIGACJI

Logowanie → wybór modułu → strona główna

Strona główna → nowy wpis → propozycja technik

Menu → dzienniczki → wpis (dziś: edycja, wcześniej: odczyt)

Menu → raporty → eksport PDF lub pełna analiza

Menu → techniki → szczegół techniki → ocena skuteczności

Menu → profil → zmiana e-maila lub hasła

Menu → moduł dietetyczno-psychodietetyczny

Menu → wyloguj

Ton komunikacji: ciepły, na Ty, bez oceniania. Aplikacja nie diagnozuje ani nie zastępuje kontaktu z terapeutą — dane służą rozmowie na sesji.